

Compatibele rookgasanalysers met Testo ProHeat

testo 300



Mobiele hotspot



Mobiele hotspot aanzetten op de testo 300



Bluetooth



Vereisten testo 300
Softwareversie 9.21.0.4875 *
Firmware versie V1.04.978

Vereisten tablet / smart phone
Bluetooth 4.0
Bluetooth NIET koppelen

*

Apparaat informatie	
Apparaat naam	testo 300
Serienummer	61473883
Laatste service	31.08.18
Vrij geheugen	97.2 %
Werkingsuren	1987.49 h
Werkingsuren sedert laatste service	1987.49 h
Software versie	9.21.0.4875
Firmware versie	V1.04.978
Firmware datum	29.05.19

Voor een update van uw testo 300, gelieve contact op te nemen via helpdesk@testo.be

testo 330 LL/LX



Bluetooth



Vereisten testo 330LL
Bluetooth module LE *

Vereisten tablet / smart phone
Testo combustion App
Bluetooth koppelen

*



Apparaat informatie	
Laatste service	19.04.19
Apparaattemp.:	28,8 °C
Apparaatvariante	testo 330-2
Serienummer	03137825
Bluetooth module:	LE
Firmwareversie	V2.20.1770
Firmwaredatum	09.02.18