






Export klanten uit Testo Instalight




→ Import klanten naar "Testo ProHeat"




- 1 Start Instalight
- 2 Selecteer Import/Export
- 3 Selecteer Exporteren
- 4 Kopieer het geëxporteerde Excel-bestand "TestoCustomerExcel.xlsx" naar uw PC



- 5 Start de Web-applicatie Proheat
- 6 Selecteer de import functie



- 7 Selecteer bij bestand : het geëxporteerde bestand : "TestoCustomerExcel.xlsx"
Selecteer bij bestandstype : instalight
Klik op opslaan



- 8 De geïmporteerde klanten zijn beschikbaar in uw web applicatie

